



## Z 09991

DE

### **Gebrauchsanleitung**

ab Seite 3

EN

### **Instruction manual**

starting on page 11

FR

### **Mode d'emploi**

à partir de la page 18

NL

### **Handleiding**

vanaf pagina 26

Z 09991\_V1\_12\_2015



## Inhalt

Bestimmungsgemäßer Gebrauch _____	4
Sicherheitshinweise _____	4
Lieferumfang _____	7
Geräteübersicht _____	7
Vor dem ersten Gebrauch _____	8
Batterien einlegen _____	8
Benutzung _____	9
Technische Daten _____	10
Entsorgung _____	10

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir freuen uns, dass Sie sich für diesen **Zahnpolierer** entschieden haben.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden.

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

**[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)**

## Symbolerklärung



Sicherheitshinweise: Lesen Sie diese aufmerksam durch und halten Sie sich an sie, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät ist zum Polieren der Zähne bestimmt. Verwenden Sie es an keiner anderen Körperstelle.
- Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert.
- Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig. Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

## Sicherheitshinweise



### Verletzungsgefahren

- Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob das Gerät und die Aufsätze in gutem Zustand sind. Bei einer Beschädigung oder Verschleiß könnten Verletzungen entstehen.

- Bearbeiten Sie alle Zähne gleichmäßig und pressen Sie den Aufsatz nicht mit Kraft auf den Zahn.
- Sollte die Anwendung unangenehm oder schmerzhaft sein, brechen Sie sie sofort ab.
- Um Unfälle zu vermeiden, halten Sie den rotierenden Aufsatz von Haaren, Textilien etc. fern.
- Achten Sie darauf, dass der rotierende Aufsatz des Gerätes nur mit den Zähnen in Berührung kommt. Fassen Sie ihn nicht mit den Fingern an!



## **Brandgefahr**

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn leicht entzündliche Gase in der Luft vorhanden sind.



## **Der richtige Umgang mit Batterien**

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Gerät für Kinder und Tiere unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Batteriefach und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie sie ggf.
- Verwenden Sie nur den in den technischen Daten angegebenen Batterietyp (siehe Abschnitt „Technische Daten“).
- Achten Sie beim Batterientausch auf die Polarität (+/–).
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach heraus, wenn diese verbraucht sind oder Sie Gerät länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

- Sollte die Batterien ausgelaufen sein, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Nehmen Sie eine ausgelaufene Batterie sofort aus dem Batteriefach. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie eine neue Batterien einlegen.
- Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.



## Der richtige Umgang mit dem Gerät

- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät oder die Aufsätze sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden.
- Versuchen Sie niemals, ein elektrisches Gerät selbst zu reparieren, sondern kontaktieren Sie den Kundenservice oder suchen Sie eine Fachwerkstatt auf, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit einem korrekt angebrachten Aufsatz!
- Verwenden Sie ausschließlich die Aufsätze des Herstellers. Verwenden Sie die Aufsätze nur mit diesem Gerät.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen. Reinigen Sie die Aufsätze mit

warmem Wasser und wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem sauberen feuchten Tuch ab. Trocknen Sie alles anschließend ab.

- Halten Sie das Gerät und Zubehör von Wärmequellen fern.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, direkten Sonnenstrahlen oder Feuchtigkeit aus.
- Bewahren Sie das Gerät und Zubehör an einem trockenen, für Kinder und Tiere unzugänglichen Ort auf.

## Lieferumfang


1 x Basisgerät

5 x Polieraufsatz

1 x Aufbewahrungsetui

2 x 1,5 V-Batterien des Typs AA

## Geräteübersicht



- 1 Polieraufsatz
- 2 Gehäuse
- 3 Batteriefach (im Gehäuse)
- 4 Ein-/Aus-Schalter

## Vor dem ersten Gebrauch

- Packen Sie alle Teile aus und überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit (siehe Kapitel „Lieferumfang“) und Transportschäden. Entfernen Sie eventuelle Aufkleber und Folien. Falls die Bestandteile Schäden aufweisen sollten, verwenden Sie diese nicht(!), sondern kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
- Legen Sie Batterien ein (siehe Kapitel „Batterien einlegen“).

## Batterien einlegen



### ACHTUNG!

- Achten Sie immer darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist bevor Sie Batterien einlegen / wechseln.

1. Drehen Sie das Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn.
2. Ziehen Sie das Gehäuse ab.
3. Legen Sie zwei 1,5V-Batterien (Typ AA) in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).
4. Setzen Sie das Gehäuse wieder auf das Batteriefach auf. Achten Sie dabei darauf, dass die Rastnasen in den dafür vorgesehenen Aussparungen sitzen.
5. Drehen Sie das Gehäuse im Uhrzeigersinn fest.

Ersetzen Sie die Batterien bei nachlassender Leistung des Gerätes.



## Benutzung



### ACHTUNG!

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich auf den Zähnen. Verwenden Sie es nicht auf Haut!
- Bearbeiten Sie alle Zähne gleichmäßig und pressen Sie den Aufsatz nicht mit Kraft auf den Zahn.
- Sollte die Anwendung unangenehm oder schmerzhaft sein, brechen Sie sie umgehend ab.

### Aufsätze anbringen/abnehmen

- Anbringen: Stecken Sie den Aufsatz mit dem breiteren Ende voran auf den Stift.
- Abnehmen: Ziehen Sie den Aufsatz einfach vom Stift ab.

### Anwendung

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Zähne höchstens zwei Mal pro Monat zu polieren, um sie zu schonen.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Zähne sauber sind.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf den Ein-/Aus-schalter (X) drücken.
3. Legen Sie den rotierenden Aufsatz an einen Zahn und bewegen Sie ihn langsam und ohne Druck auf dem Zahn, bis dieser poliert ist.
4. Wenn Sie alle Zähne poliert haben, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie ein weiteres Mal auf den Ein-/Aus-schalter drücken.

## Technische Daten



Artikelnummer:	Z 09991
Modellnummer:	MF11/MC0085
Spannungsversorgung:	3V DC (2x 1,5V Batterien, Typ AA)

## Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht. Es gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie ihn an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.



Batterien und Akkus sind vor der Entsorgung des Gerätes zu entnehmen und getrennt vom Gerät zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Beachten Sie außerdem die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung.

### Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland

Tel.: +49 38851 314650 (0 – 30 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.)

Alle Rechte vorbehalten.

## Content

Proper use _____	12
Safety notes _____	12
Product contents _____	15
Device overview _____	15
Before first use _____	15
Use _____	16
Technical data _____	17
Disposal _____	17

Dear customer,

We are delighted that you have decided to purchase this **tooth polisher**.

Before using the device for the first time, please carefully read through the instructions and store them for future reference. These instructions are to accompany the device when passed on to others.

The manufacturer and importer assume no liability in the event the data in these instructions have not been observed!

If you have questions about the device or spare parts/accessories, contact customer service via our website:

**[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)**

## Explanation of symbols



Safety instructions: Please carefully read through and obey the safety notes in order to avoid injury to persons and damage to property.

## Proper use

- This device is for polishing teeth. Do not use it on any other part of your body.
- The device is designed for private, not for commercial use.
- Only use the device as described in this instruction manual. Any other use is deemed improper. Store the instructions in a safe place.
- Defects arising due to improper handling, damage or attempts at repair are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.

## Safety notes



### Risks of injury

- Keep children and animals away from the packaging material. Danger of suffocation exists!
- This device is not suitable for use by persons (including children) with restricted sensory or intellectual abilities or with a lack of experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions from that person as to how to use the device.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Do not use the device if it is damaged. Each time before you use the device, check to make sure that the device and the adapters are in good condition. In the event of damage or wear, injuries may result.
- Polish all your teeth evenly and do not forcefully push the adapter against your teeth.
- Immediately stop using the device if it is unpleasant or painful when applied.

- To prevent accidents, keep the rotating adapter away from your hair, textiles etc.
- Make sure that the rotating adapter of the device only comes in contact with the teeth. Do not touch it with your fingers!



### **Fire hazard**

- Do not use the device if easily flammable gases are present in the air.



### **Proper handling of batteries**

- Batteries may be life threatening if swallowed. Therefore keep the batteries and device out of the reach of children and animals. If a battery has been swallowed, you must seek immediate medical attention.
- Before inserting the batteries, check whether the contacts in the battery compartment and on the batteries are clean and, if necessary, clean them.
- Only use the battery type specified in the technical data (see section “Technical data”).
- When replacing the batteries, make sure that the polarity (+/–) is correct.
- Remove the batteries from the battery compartment if they are empty or if you are not using the device for an extended period. This way, you can avoid damages attributed to leaking.
- If the batteries have leaked, avoid contact of the skin, eyes and mucous membranes with the battery acid. In the event of contact with the battery acid, rinse the affected areas instantly with plenty of clean water and immediately consult a physician.

- Immediately remove any leaking batteries from the battery compartment. Clean the contacts before you insert new batteries.
- The batteries may not be charged or reactivated with other means and they may not be disassembled, thrown in a fire, submerged in a liquid or short-circuited.




## Handling the device properly

- Check the device for damages prior to each use. If the device or the adapters exhibit visible damages, the device may not be used.
- Never attempt to repair an electrical device yourself, rather contact customer service centre or locate a qualified workshop to guarantee your own safety.
- Only use the device if the adapter has been correctly mounted!
- Only use the adapters from the manufacturer. Only use the adapters with this device.
- Do not allow the device to fall and do not subject it to strong percussions.
- Never submerge the device in water or other liquids.
- Do not use any corrosive or abrasive cleaning agents to clean the device. They could damage the surface. Clean the adapters with warm water and, when needed, wipe the device off with a clean damp cloth. Then dry it all off.
- Keep the device and the accessories away from sources of heat.
- Do not subject the device to extreme temperatures, severe temperature fluctuations, direct sunlight or moisture.
- Store the device and accessories in a dry place out of the reach of children and animals.

## Product contents

- 1 x main unit
- 1 x polishing adapter
- 1 x storage bag
- 2x 1.5 V type AA batteries

## Device overview



- 1 Adapter
- 2 Housing
- 3 Battery compartment (in the housing)
- 4 On/Off switch

## Before first use

- Unpack all parts and make sure that the product contents are complete (see chapter “Product contents”) and check for any damages from transport. If applicable, remove any stickers and foils. If you identify damages to the components, do not use them (!), instead contact our customer service centre.
- Insert batteries (see chapter “Inserting batteries”).

## Inserting batteries



### ATTENTION!

- Always make sure that the device has been switched off before inserting/changing batteries.
- 
1. Turn the housing counterclockwise.
  2. Pull the housing off.
  3. Insert two 1.5 V batteries (type AA) in the battery compartment. Make sure the polarity (+/-) is correct.
  4. Put the housing back on the battery compartment. Make sure that the catches are located in the designated recesses.
  5. Turn the housing clockwise to tighten it.
- Change the batteries as soon as you notice a drop in power.

## Use



### ATTENTION!

- Only use the device on your teeth. Do not use it on your skin!
- Polish all your teeth evenly and do not forcefully push the adapter against your teeth.
- Immediately stop using the device if it is unpleasant or painful when applied.

## Attaching/removing adapters

- Attaching: Mount the adapter on the pin (1) with the wider end forward.
- Removal: Simply pull the adapter off of the pin.

## Using the device

We recommend polishing your teeth no more than twice a month in order to protect them.

1. Make sure that your teeth are clean.



2. Turn the device on by pushing the On/Off switch (4).
3. Place the rotating adapter up against a tooth and slowly move it on the tooth without applying pressure until it shines.
4. Once you have polished all teeth, Turn the device off by pushing the On/Off switch again.

## Technical data

Model number: MF11/MC0085

Voltage supply: 3V DC (2x 1.5V batteries, type AA)



## Disposal



The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner and make it available to the collection service for recyclable materials.



Dispose of the device in an environmentally-friendly manner. It does not belong in the household garbage. Dispose of it at a recycling centre for old electric and electronic equipment. For more information, please contact the administration in your community.



Batteries and rechargeable batteries must be removed and disposed of separately before disposing of the device. To protect the environment, batteries and rechargeable batteries may not be disposed of together with normal household waste. Instead they must be turned in at appropriate collection points. Please also observe applicable statutory provisions regulating the disposal of batteries.

### Customer service/importer:

DS Produkte GmbH

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany

Tel.: +49 38851 314650 \*)Calls subject to a charge. Costs vary depending on the provider.

All rights reserved.

## Contenu

Utilisation adéquate _____	19
Consignes de sécurité _____	19
Contenu de la livraison _____	22
Vue générale de l'appareil _____	22
Avant la première utilisation _____	23
Placer les piles _____	23
Utilisation _____	24
Données techniques _____	25
Élimination _____	25

Chère cliente, cher client,

Nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter ce **polisseur de dents**.

Avant d'utiliser pour la première fois l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver précieusement pour le consulter ultérieurement. Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également lui remettre ce mode d'emploi. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité si les indications de ce mode d'emploi ne sont pas respectées.

Si vous avez des questions sur l'appareil ainsi que sur les pièces de rechange/accessoires, veuillez vous adresser au service après-vente sur notre site Internet :

**[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)**

## Explication des symboles



Consignes de sécurité : Veuillez lire attentivement et entièrement ces consignes et tenez-vous en à celles-ci pour éviter les dommages corporels et matériels.

## Utilisation adéquate

- Cet appareil sert à polir des dents. Ne l'utilisez pas sur d'autres parties du corps.
- L'appareil est conçu pour un usage privé, pas pour une utilisation commerciale.
- Utilisez l'appareil uniquement comme la description du mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions. Conservez bien la notice.
- Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, par un dommage ou par des tentatives de réparation par un tiers. Ceci est aussi valable pour l'usure normale.

## Consignes de sécurité



### Risques de blessures

- Tenez les enfants et les animaux éloignés du matériel d'emballage. Il y a risque d'asphyxie !
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et/ou un manque de connaissance, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de cette personne des instructions pour utiliser l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Avant chaque utilisation, vérifiez si l'appareil et les embouts sont en bon état. En cas de dommage ou d'usure, vous pourriez vous blesser.

- Traitez toutes les dents régulièrement et n'appuyez pas l'embout avec force sur la dent.
- Si l'application est désagréable ou douloureuse, interrompez immédiatement.
- Afin d'éviter des accidents, éloignez l'embout en rotation éloignée des cheveux, des tissus etc.
- Veillez à ce que l'embout en rotation de l'appareil de l'appareil n'entre en contact qu'avec la dent. Ne la saisissez pas avec les doigts !



### **Risque d'incendie**

- N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz facilement inflammables dans l'air.



### **La bonne manipulation des piles**

- Les piles peuvent être mortelles si elles sont avalées. Pour cette raison, rangez les piles et l'appareil pour qu'elles ne soient accessibles ni aux enfants ni aux animaux. Si une pile a été avalée, il faut immédiatement demander conseil à un médecin.
- Avant de mettre les piles, veuillez vérifier si les contacts dans le logement à piles et sur les piles sont propres, nettoyez-les si nécessaire.
- N'utilisez que le type de piles indiqué dans les données techniques (voir paragraphe « Données techniques »).
- Veillez à la polarité (+/-) lorsque vous remplacez les piles.
- Retirez les piles du logement à piles lorsqu'elles sont usées ou si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période. Ainsi, vous évitez les dommages que peuvent causer des piles qui coulent.

- Si les piles devaient couler, évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec l'acide de la pile. En cas de contact de l'acide de la pile, rincez l'endroit concerné immédiatement avec beaucoup d'eau propre et consultez immédiatement un médecin.
- Retirez immédiatement du logement une pile qui coule. Nettoyez les contacts avant de mettre des piles neuves.
- Les piles ne doivent pas être chargées ou réactivées avec d'autres moyens, ne doivent pas être démontées, jetées dans le feu, plongées dans des liquides ou court-circuitées.



### Le bon usage de l'appareil

- Vérifiez avant chaque utilisation que l'appareil n'est pas endommagé. Lorsque l'appareil ou les embouts présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même un appareil électrique, mais contactez le service après-vente ou recherchez le professionnel le plus proche pour garantir votre propre sécurité.
- Utilisez l'appareil uniquement avec l'embout correctement en place !
- Utilisez uniquement les embouts fournis par le fabricant. Utilisez les embouts uniquement avec cet appareil.
- Ne laissez pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à de forts chocs.
- Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez aucun détergent agressif et abrasif. Ceux-ci pourraient endommager la surface. Nettoyez les embouts avec de l'eau chaude et, si nécessaire, nettoyez l'appareil avec un chiffon propre et humide et ensuite, séchez-le.

- Éloignez l'appareil et les accessoires des sources de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, à de fortes variations de température, au rayonnement direct du soleil ou à l'humidité.
- Rangez l'appareil et les accessoires dans un endroit sec, inaccessible pour les enfants et les animaux.

## Contenu de la livraison


1 appareil de base

1 embout de polissage

1 étui de rangement

2 piles de 1,5 V, type AA

## Vue générale de l'appareil



- 1 Embout
- 2 Boîtier
- 3 Logement à piles (dans le logement)
- 4 Interrupteur marche-arrêt

## Avant la première utilisation

- Déballez toutes les parties et vérifiez si la livraison est complète (voir chapitre « Contenu de la livraison et vue générale de l'article ») et si elle comporte des dommages de transport. Enlevez les éventuels autocollants et les films. Si les composants comportaient des dommages, ne les utilisez pas (!) mais contactez notre service après-vente.
- Placez les piles (voir chapitre « Placer les piles »).

## Placer les piles



### ATTENTION !

- Veillez toujours à ce que l'appareil soit éteint avant de placer/remplacer les piles.
- 
1. Tournez le boîtier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  2. Retirez le boîtier.
  3. Placez deux piles de 1,5 V (type AA) dans le logement à piles. Veillez à la bonne polarité (+/-).
  4. Remettez le boîtier en place sur le logement à pile. Veillez à ce que les taquets rentrent dans les logements prévus à cet effet.
  5. Tournez le boîtier dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.

Remplacez les piles à temps lorsque la puissance de l'appareil baisse.

## Utilisation



### ATTENTION !

- Utilisez l'appareil uniquement sur des dents. Ne l'utilisez pas sur la peau !
- Traitez toutes les dents régulièrement et n'appuyez pas l'embout avec force sur la dent. Vous pourriez vous blesser.
- Si l'application est désagréable ou douloureuse, interrompez immédiatement.

### Monter/retirer les embouts

- Monter les embouts : Placez l'embout avec l'extrémité large en avant sur la tige.
- Retirer les embouts : Retirez tout simplement l'embout de la tige.

## Utilisation

Nous vous recommandons de lisser ou polir vos dents au plus deux fois par mois pour les préserver.

1. Assurez-vous que vos dents sont propres.
2. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt (4).
3. Posez l'embout rotatif sur un dent et déplacez-le lentement et sans pression sur la dent jusqu'à ce qu'il soit brillent.
4. Lorsque tous les dents sont brillent, Éteignez l'appareil en appuyant une nouvelle fois sur l'interrupteur marche/arrêt.



## Données techniques

Numéro de modèle : MF11/MC0085

Alimentation électrique : 3V DC (2 piles de 1,5V, type AA)



## Élimination



Le matériel d'emballage est recyclable. Éliminez l'emballage en respectant l'environnement et apportez-le au service de recyclage.



Éliminez l'appareil en respectant l'environnement. Il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Apportez-le à un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques usagés. De plus amples informations sont à disposition auprès de votre municipalité.



Les piles et les accus doivent être retirés de l'appareil avant l'élimination de celui-ci et être jetés séparément de l'appareil. Pour respecter la protection de l'environnement, les piles et accus ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères normales mais ils doivent être donnés à des centres de récupération correspondants. De plus, veuillez respecter les règles légales en vigueur sur l'élimination des piles.

### Service après-vente / importateur :

DS Produkte GmbH

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne

Tél. : +49 38851 314650 \*)Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand. Coût variable selon le prestataire.

Tous droits réservés.

## Inhoud

Reglementair gebruik _____	27
Veiligheidsinstructies _____	27
Leveringspakket _____	30
Overzicht van het apparaat _____	30
Voor het eerste gebruik _____	30
Batterijen plaatsen _____	31
Gebruik _____	31
Technische gegevens _____	32
Verwijdering _____	33

Geachte klant,

We zijn blij dat u hebt gekozen voor deze **tandpolijster** hebt gekozen.

Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt, dient u de handleiding zorgvuldig te lezen en goed te bewaren voor latere inzage. Geeft u het apparaat aan iemand anders, overhandig dan ook de handleiding. Fabrikant en importeur zijn niet aansprakelijk als de gegevens in deze handleiding niet worden nageleefd.

Hebt u vragen betreffende het apparaat en de vervangstukken/accessoires, contacteer dan de klantenservice via onze website:

**[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)**

## Verklaring van symbolen



Veiligheidsinstructies: Neem deze aandachtig door en houd u aan de veiligheidsinstructies om lichamelijke letsels en materiële schade te vermijden.

## Reglementair gebruik

- Dit apparaat is bestemd voor het gladmaken van de tanden. Gebruik het niet op een ander lichaamsdeel.
- Het apparaat werd ontworpen voor het privégebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat alleen volgens de beschrijvingen in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk gebruik. Bewaar de handleiding zorgvuldig.
- De garantie dekt geen gebreken die ontstaan door verkeerd gebruik, beschadiging of reparatiepogingen. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

## Veiligheidsinstructies



### verwondingsgevaaren

- Houd kinderen en dieren weg van het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking!
- Dit apparaat is niet bedoeld voor het gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze worden bijgestaan door een persoon die instaat voor hun veiligheid of als ze van die personen instructies kregen over het gebruik van het apparaat.
- Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat wordt gegarandeerd dat ze niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat niet als het is beschadigd. Controleer voor elk gebruik of het apparaat en de accessoires in goede staat zijn. Bij een beschadiging of slijtage kunnen verwondingen ontstaan.
- Bewerk alle tanden gelijkmatig en druk het accessoire niet met geweld op de tand.

- Indien de toepassing onaangenaam of pijnlijk is, stop dan meteen.
- Houd het roterende accessoire weg van haar, textiel etc.
- Zorg ervoor dat het roterende accessoire van het apparaat alleen met de tand in contact komt. Raak het niet met de vingers aan!



## Brandgevaar

- Gebruik het apparaat niet als er licht ontvlambare gassen in de lucht aanwezig zijn.



## De juiste hantering van de batterijen

- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Bewaar batterijen en apparaat daarom op een voor kinderen en dieren ontoegankelijke plaats. Wordt een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulp worden ingeschakeld.
- Controleer voor de plaatsing van de batterijen of de contacten in het batterijvak en aan de batterijen schoon zijn en reinig ze eventueel.
- Gebruik alleen het in de technische gegevens vermelde batterijtype (zie afdeling “Technische gegevens”).
- Let bij de vervanging van de batterijen op de polariteit (+/-).
- Neem de batterijen uit het batterijvak als ze zijn verbruikt of als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt. Zo vermijdt u schade, die kan ontstaan door een lekkende batterij.
- Lekken er batterijen, dan dient u het contact van de huid, ogen en slijmvliezen met het batterijzuur te vermijden. Bij contact met batterijzuur dient u de betrokken plaatsen meteen met heel wat helder water uit te spoelen en meteen een arts te consulteren.

- Neem een lekkende batterij onmiddellijk uit het batterijenvak. Reinig de contacten alvorens nieuwe batterijen te plaatsen.
- De batterijen mogen niet met andere middelen geladen of gereactiveerd, niet gedemonteerd, in het vuur geworpen, in vloeistoffen ondergedompeld of kortgesloten worden.



## De juiste hantering van het apparaat


- Kijk het apparaat voor elk gebruik na op beschadigingen. Als het apparaat of de accessoires zichtbare schade vertonen, mag het apparaat niet worden gebruikt.
- Probeer nooit een elektrisch apparaat zelf te repareren, maar contacteer de dichtst bijzijnde klantenservice/vakman of zoek een werkplaats op om de eigen veiligheid te waarborgen.
- Gebruik het apparaat alleen met correct geplaatst accessoire!
- Gebruik uitsluitend de accessoires van de producent. Gebruik de accessoires alleen met dit apparaat.
- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan hevige schokken.
- Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Daardoor kan de bovenlaag worden beschadigd. Reinig de accessoires met warm water en het apparaat indien nodig met een schone, vochtige doek. Droog het vervolgens af.
- Houd het apparaat en de accessoires weg van warmtebronnen.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, hevige temperatuurschommelingen, directe zonnestralen of vochtigheid.

- Bewaar het apparaat en de accessoires op een droge, voor kinderen en dieren ontoegankelijke plaats.

## Leveringspakket

- 1 x basisapparaat
- 1 x polijstaccessoire
- 1 x bewaarzakje
- 2x 1,5 V-batterijen van het type AA

## Overzicht van het apparaat



- 1 Accessoire
- 2 Behuizing
- 3 Batterijenvak (in de behuizing)
- 4 Aan-/Uitschakelaar

## Voor het eerste gebruik

- Pak alle onderdelen uit en controleer het leveringspakket op volledigheid (zie hoofdstuk “Leveringspakket”) en transportschade. Verwijder eventueel etiketten en folies. Indien er onderdelen schade vertonen, gebruik deze dan niet(!), maar contacteer onze klantenservice.

- Plaats batterijen (zie hoofdstuk “Batterijen plaatsen”).

## Batterijen plaatsen



### OPGELET!

- Zorg er steeds voor dat het apparaat is uitgeschakeld alvorens de batterijen te plaatsen/te vervangen.
- 
1. Draai de behuizing tegen de wijzers van de klok.
  2. Trek de behuizing eraf.
  3. Leg twee batterijen van 1,5 V (type AA) in het batterijcompartiment. Let op de juiste polariteit (+/-).
  4. Plaats de behuizing opnieuw op het batterijcompartiment. Zorg ervoor dat de vergrendelclips in de voorziene openingen zitten.
  5. Draai de behuizing volgens de wijzers van de klok vast.
- Vervang de batterijen als het vermogen van het apparaat afneemt.

## Gebruik



### OPGELET!

- Gebruik het apparaat uitsluitend op de tanden. Gebruik het niet op de huid!
  - Bewerk alle tanden gelijkmatig en druk het accessoire niet met geweld op de tand.
  - Indien de toepassing onaangenaam of pijnlijk is, stop dan meteen.
-

## Accessoires monteren/afnemen

- Monteren: Steek het accessoire met het bredere uiteinde vooraan op de stift.
- Afnemen: Trek het accessoire gewoon van de stift.

## Gebruik

We raden u aan uw tanden hooguit twee keer per maand glad te maken resp. te polijsten, zodat ze gezond blijven.

1. Zorg ervoor dat uw tanden schoon zijn.
2. Schakel het apparaat in met de aan/uit schakelaar (4) die u indrukt.
3. Leg het roterende accessoire op een tand en beweeg het langzaam en zonder druk op de tand tot het glanst.
4. Als alle tanden glanzen, Schakel het apparaat uit met de aan/uit schakelaar die u nog een keer indrukt.

## Technische gegevens

Modelnummer:	MF11/MC0085
Stroomvoorziening:	3V DC (2x 1,5V batterijen type AA)





## Verwijdering



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en geef ze mee met de inzameling van recycleerbare materialen.



Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier. Het behoort niet bij het huisvuil. Breng het naar een recyclagepark voor elektrische en elektronische oude apparaten. Meer informatie krijgt u bij uw plaatselijk gemeentebestuur.



Batterijen en accu's moeten voor de verwijdering van het apparaat worden weggenomen en gescheiden van het apparaat worden weggeworpen. Zoals bedoeld in de milieubescherming mogen batterijen en accu's niet via het normale huisvuil worden verwijderd, maar ze moeten op de betreffende inzamelpunten worden afgegeven. Respecteer bovendien de geldende wettelijke regelingen voor de verwijdering van batterijen.

### **Klantenservice/importeur:**

DS Produkte GmbH

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland

Tel.: +49 38851 314650 \*)Niet gratis voor Duitse vaste lijnen.

Kosten variëren per aanbieder.

Alle rechten voorbehouden.





